


Pe-Kaninchen-Anti-Maus-Cd96/Tactile-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q3U0X8

Artikelnummer: CM0012427



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD96/TACTILE der Maus, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Adhäsion von T-Zellen und NK-Zellen sowie später Immunantworten. Q3U0X8.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Maus-CD96/TACTILE-mAk
Bemerkungen/Alias	Tactile; 1700109I12Rik
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	10225
Gen-ID	84544
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-536 der Maus-CD96/TACTILE (NP_115854.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q3U0X8
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Kühlakku