


Pe-Kaninchen Anti-Maus E-Cadherin/Cd324 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P09803

Artikelnummer: CM0008566



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus E-Cadherin/CD324 (SWISS: P09803). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Erforschung von Zelladhäsion, Epithelbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE-Kaninchen Anti-Maus E-Cadherin/CD324 mAk
Bemerkungen/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	999
GenID	12550
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 157-369 von Maus E-Cadherin/CD324 (NP_033994.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P09803
Proteinmasse	98 kDa
Versand	Eisbeutel