

Pe Kaninchen-Anti-Maus Foxp3 Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intra) - Q99Jb6

Artikelnummer: CM0004119



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-FOXP3 (Scurfin) gerichtet ist, einen wichtigen Transkriptionsregulator in regulatorischen T-Zellen (Tregs). Validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie, ermöglicht dieser Antikörper die Detektion und Analyse von Treg-Populationen in Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Maus FOXP3 mAk
Bemerkungen/Alias	sf; JM2; scurfinf
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	50943
Gen-ID	20371
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Maus-Foxp3 (NP_473380.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Krossreaktivität	Maus
SWISS	Q99JBQ6
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel