


Pe Kaninchen Anti-Maus I-A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P14483

Artikelnummer: CM0010672



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für murine I-A MHC Klasse II Alloantigene (H-2I, I-A, I-E). Validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für die Immunzellphänotypisierung und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus I-A mAk
Anmerkungen/Alias	H-2I; I-Ad, -Ed; I-Eb und I-Ek MHC Klasse II Alloantigene; Ia Ag; MHC II
Spezies	Maus
GenID (menschlich)	474382
GenID	14961
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P14483
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eisbeutel