

Pe Kaninchen Anti-Maus Icos/Cd278 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Wvs0

Artikelnummer: CM0011122

Einführung

PE-konjugierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-ICOS/CD278, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt den induzierbaren T-Zell-Kostimulator, der für die T-Zell-Aktivierung und T-B-Zell-Interaktionen in Mausproben entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus ICOS/CD278 mAb
Bemerkungen/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Spezies	Maus
GeneID (Human)	29851
GeneID	54167
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-142 von Maus-ICOS/CD278 (NP_059508.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9WVS0
Protein-Gewicht	22kDa
Versand	Eistasche