

Pe-Kaninchen-Anti-Maus-IgA-(Fc)-Monoklonaler Antikörper

Artikelnummer: CM0012556

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der spezifisch gegen die Fc-Region von Maus-IgA gerichtet ist. Entwickelt für die intrazelluläre Durchflusszytometrie in Mausproben. Aus Kaninchen gewonnen. Auf Eis versandt. Ideal für immunologische Forschung und die Entwicklung von Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Maus-IgA-(Fc)-mAb
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 99-344 des Maus-IgA entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Kühlakku