


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus-IgG1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01868

Artikelnummer: CM0005101



Einführung

PE-konjugierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-IgG1, geeignet für die Durchflusszytometrie (FC). Dieser Antikörper ist spezifisch für den IgG1-Isotyp und kann für die Profilierung von Maus-Immunglobulinen und die B-Zell-Analyse verwendet werden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	PE Kaninchen-Anti-Maus-IgG1 mAk
Bemerkungen/Alias	IgG1
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 98-324 von Maus-IgG1 (P01868) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01868
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel