

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus-Igg2B-Mab Für Fc - P01867-2

Artikelnummer: CM0008323

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die konstante Region von Maus-IgG2b (Isoform 2). Validiert für die Durchflusszytometrie mit Kreuzreaktivität zu Maus. Geeignet für Immunglobulin-Isotypisierung und Immunprofiling-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-konjugierter Kaninchen-anti-Maus-IgG2b-mAb
Anmerkungen/Alias	IgG2b; Igh-3; gamma2b
Spezies	Maus
GenID	16016
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 14-113 von Maus-IgG2b (P01867-2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01867-2
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel