

Pe Kaninchen Anti-Maus IgM Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01872

Artikelnummer: CM0008613



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die konstante Region von Maus-IgM (P01872). Validiert für die Durchflusszytometrie. Reagiert spezifisch mit Maus-IgM und ermöglicht die B-Zell-Detektion sowie Studien zur humoralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus IgM mAk
Bemerkungen/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Spezies	Maus
Immunogen	rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 105-454 von Maus-IgM (P01872) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01872
Proteingewicht	50 kDa/53 kDa
Versand	Eispackung