

Pe-Kaninchen-Anti-Maus-IL-10Ra/Cd210-Mab Für Fc - Q61727

Artikelnummer: CM0009151

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-IL-10RA/CD210 (CDw210a, IL-10R1) für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC). Erkennt die Alpha-Untereinheit des Maus-IL-10-Rezeptors, einen 64 kDa großen Zelloberflächenrezeptor, der an der entzündungshemmenden Signalübertragung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Maus-IL-10RA/CD210-mAb
Bemerkungen/Alias	IL10r; CDw210; CDw210a; IL-10R1; IL-10RA; mIL-10R
Art	Maus
GeneID (Mensch)	3587
GeneID	16154
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 17-241 von Maus-IL-10RA/CD210 (NP_032374.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61727
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Kühlakku