

Pe Kaninchen Anti-Maus IL-13 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P20109

Artikelnummer: CM0011563

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-IL-13 gerichtet ist und für die intrazelluläre Durchflusszytometrie geeignet ist. Ideal für Studien zu allergischer Entzündung, Immunregulation und Zytokin-Signalwegen. - P20109

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus IL-13 mAk
Bemerkungen/Alias	IL-13
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3596
GenID	16163
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-131 von Maus-IL-13 (NP_032381.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P20109
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel