

Pe Kaninchen-Anti-Maus-IL-17F Monoklonaler Antikörper - Q7Tni7

Artikelnummer: CM0006073

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen murines IL-17F, entwickelt für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Untersuchen Sie die Th17-Zellbiologie, die antimikrobielle Immunität und entzündliche Reaktionen mit diesem validierten Reagenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Maus-IL-17F mAb
Anmerkungen/Alias	IL-17F
Spezies	Maus
GeneID (Human)	112744
GeneID	257630
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-161 von murinem IL-17F (NP_665855.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q7TNI7
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel