


Pe Kaninchen Anti-Maus IL-1B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P10749

Artikelnummer: CM0005190



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus-IL-1 β (P10749) gerichtet ist, für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Validiert für Mausproben. Ideal für die Forschung zu Immunzellaktivierung, Entzündung und Pyroptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus IL-1 β mAk
Bemerkungen/Alias	IL-1b; IL-1beta
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3553
GenID	16176
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 118-269 von Maus-IL1 β (NP_032387.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P10749
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel