

Pe Kaninchen-Anti-Maus IL-22 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - Q9Jjy9

Artikelnummer: CM0010723



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-IL-22 für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Reagiert spezifisch mit Maus-IL-22. Ideal zur Untersuchung der IL-22-vermittelten Geweberegeneration, der Barrierefunktion und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Maus IL22 mAb
Bemerkungen/Alias	IL-22; If2b1; Itif; IL-22a; ILTIFa
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	50616
GenID	50929
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9JJY9
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel