


Pe Kaninchen Anti-Maus IL-33R/St2 Mak - P14719

Artikelnummer: CM0005883



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus IL-33R/ST2 (ST2). Geeignet für Durchflusszytometrie (FC) in immunologischen Studien zur IL-33-Signalgebung und Makrophagen-Polarisierung. Kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus IL-33R/ST2 mAk
Bemerkungen/Alias	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	9173
Gen-ID	17082
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-332 von Maus IL-33R/ST2 (NP_001020773.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P14719
Proteingewicht	38kDa/65kDa
Versand	Eisbeutel