

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus IL-9 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P15247

Artikelnummer: CM0005775



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus IL-9 (P40). Geeignet für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Reagiert spezifisch mit Maus IL-9, einem Schlüsselzytokin in Th2-Antworten und der Mastzellbiologie. Ideal für Immunfunktionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Maus IL-9 mAb
Bemerkungen/Alias	P40; IL-9
Spezies	Maus
GenelD (Human)	3578
GenelD	16198
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-114 von Maus IL-9 (NP_032399.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15247
Protein-Gewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel