

Pe Kaninchen Anti-Maus IL1R1/CD121A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13504

Artikelnummer: CM0012701

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-IL1R1/CD121a (P13504) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Ideal für die Untersuchung von Interleukin-1-Rezeptor Typ 1 in Entzündungsreaktionswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus IL1R1/CD121a mAk
Bemerkungen/Alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3554
GenID	16177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-338 von Maus-IL1R1/CD121a (NP_032388.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P13504
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel