

## Pe-Kaninchen Monoklonaler Antikörper Gegen Maus IL4 Für Intrazelluläre Fc - P07750

Artikelnummer: CM0011876

### Einführung

PE-markierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus IL4 (BSF-1), validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von T-Zell-Antworten, Entzündungen und Neuroimmunologie in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Rabbit anti-Maus IL4 mAk                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | IL-4; BSF-1                                                                                                               |
| Spezies           | Maus                                                                                                                      |
| GeneID (Mensch)   | 3565                                                                                                                      |
| GeneID (Maus)     | 16189                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-140 von Maus IL4 (NP_067258.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | FC (intrazellulär)                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                      |
| SWISS             | P07750                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 16 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |