

Pe-Kaninchen-Anti-Maus-Integrin Alpha 1/Cd49A Mak Für Fc - Q3V3R4

Artikelnummer: CM0008398

Einführung

PE-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Maus-Integrin alpha 1/CD49a (VLA-1) für die Durchflusszytometrie. Erkennt den zelloberflächenständigen Rezeptor für Laminin- und Kollagen-Adhäsionssignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Maus-Integrin alpha 1/CD49a mAk
Bemerkungen/Aliase	Vla1, CD49A, E130012M19Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3672
GenID	109700
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-1141 von Maus-Integrin alpha 1/CD49a (NP_001028400.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q3V3R4
Proteingewicht	130 kDa
Versand	Eisbeutel