

Pe-Kaninchen-Anti-Maus Integrin Alpha 2/Cd49B Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q62469

Artikelnummer: CM0005529

Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus Integrin alpha 2/CD49b (DX5, GPIa). Validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zu Kollagenrezeptoren und Forschung zur Thrombozytenadhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Maus Integrin alpha 2/CD49b mAk
Bemerkungen/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3673
GeneID (Maus)	16398
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 168-366 von Maus Integrin alpha 2/CD49b (NP_032422.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q62469
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Eisbeutel