


Pe Kaninchen Anti-Maus Lamp1/Cd107A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P11438

Artikelnummer: CM0012103



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-LAMP1/CD107a gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Validiert für Mausproben. LAMP1 ist ein lysosomales Membranglykoprotein, das an der Lysosomenbiogenese, Autophagie und der Zytotoxizität von NK-Zellen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus LAMP1/CD107a mAk
Bemerkungen/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3916
Gen-ID	16783
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P11438
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel