

Pe-Kaninchen-Anti-Maus-Ly-49D-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q60651

Artikelnummer: CM0008752

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-Ly-49D (Klra4), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt den aktivierenden NK-Zell-Rezeptor für MHC-Klasse I mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Unterstützt die Erforschung der Immunfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-Anti-Maus-Ly-49D-mAb
Bemerkungen/Alias	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Art	Maus
GeneID	16635
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 66-263 von Maus-Ly-49D entsprechende Sequenz enthält (NP_001239506.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60651
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku