

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Ly-6A/E (Sca-1) Monoklonaler Antikörper Für Fc - P05533

Artikelnummer: CM0008951

Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus Ly-6A/E (Sca-1), ein GPI-verankertes T-Zell-aktivierendes Protein. Geeignet für Durchflusszytometrie-Anwendungen. Unterstützt Stammzell- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus Ly-6A/E (Sca-1) mAb
Bemerkungen/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Spezies	Maus
GeneID	110454
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-111 von Maus Ly-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05533
Protein-Gewicht	114 kDa
Versand	Eisbeutel