

Pe Kaninchen Anti-Maus Ly-6G Monoklonaler Antikörper Für Fc - P35461

Artikelnummer: CM0008787

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus-Ly-6G (Gr-1) gerichtet ist und für die durchflusszytometrische Detektion von Maus-Granulozyten geeignet ist. GPI-verankertes Knochenmarkantigen, ideal für Immunphänotypisierung und diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus Ly-6G mAk
Bemerkungen/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	80740
GenID	546644
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-134 von Maus-Ly-6G (NP_001297367.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35461
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel