

Pe-Kaninchen Anti-Maus Pd-L2/Cd273/B7-Dc Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Wul5

Artikelnummer: CM0009764



Einführung

PE-konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf Maus PD-L2/CD273/B7-DC abzielt, validiert für die Durchflusszytometrie. Fungiert als PD-1-Ligand, der die T-Zelltoleranz reguliert. Geeignet für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus PD-L2/CD273/B7-DC mAk
Bemerkungen/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	80380
Gen-ID	58205
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-123 von Maus PD-L2/CD273/B7-DC (NP_067371.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9WUL5
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eispaket