

Pe-Kaninchen-Anti-Maus-Rank/Cd265 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - O35305

Artikelnummer: CM0004566



Einführung

PE-Kaninchen-anti-Maus-RANK/CD265 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt Maus-RANK (ODFR), einen Schlüsselrezeptor bei der RANKL-vermittelten Osteoklastogenese und Immunregulation. Geeignet für Knochen- und Immunologiestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Maus-RANK/CD265 mAk
Bemerkungen/Alias	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Spezies	Maus
GeneID (human)	8792
GeneID	21934
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-213 von Maus-RANK/CD265 (NP_033425.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O35305
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel