


Pe Kaninchen Anti-Maus S100A9 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P31725

Artikelnummer: CM0005202



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus S100A9 (MRP14), validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. S100A9 ist ein calciumbindendes Protein, das an Entzündungen und angeborener Immunität beteiligt ist. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Rabbit anti-Mouse S100A9 mAk
Bemerkungen/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Art	Maus
GeneID (Mensch)	6280
GeneID (Maus)	20202
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-113 von Maus S100a9 (NP_033140.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31725
Proteinmasse	13 kDa
Versand	Eisbeutel