

Pe Kaninchen Anti-Maus T-Bet/Tbx21 Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intra) - Q9Jkd8

Artikelnummer: CM0005838



Einführung

PE-konjugierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus Tbet/Tbx21, geeignet für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Untersuchung der Th1-Linienfestlegung, der transkriptionellen Regulation und antiviraler Reaktionen in Mausmodellen. - Q9JKD8

[Mehr erfahren](#)

Produktname	PE Kaninchen anti-Maus Tbet/Tbx21 mAb
Bemerkungen/Alias	TBT1; Tbet; Tblym
Spezies	Maus
GeneID (Human)	30009
GeneID	57765
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 321-530 von Maus Tbet/Tbx21 (NP_062380.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9JKD8
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eistasche