

Pe-Kaninchen Anti-Maus Tnf-A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P06804

Artikelnummer: CM0004824



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus TNF- α , validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt das proinflammatorische Zytokin TNF- α in Makrophagen und anderen Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus TNF- α mAb
Bemerkungen/Aliase	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	7124
Gen-ID (Maus)	21926
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 80-235 von Maus TNF- α (NP_038721.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06804
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eisbeutel