

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus/Ratte Cd27 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P41272

Artikelnummer: CM0012438

Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus/Ratte CD27 (TNFRSF7). Validiert für Durchflusszytometrie, reagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für T-Zell-, B-Zell- und NK-Zell-Immunphänotypisierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Maus/Ratte CD27 mAb
Bemerkungen/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Spezies	Maus
GenID (Human)	939
GenID	21940
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P41272
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eistasche