

Pe Kaninchen Anti-Maus/Ratte Cd31/Pecam1 Mak - Q08481

Artikelnummer: CM0010322

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus- und Ratten-CD31/PECAM1, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der Leukozyten-Transendothelwanderung, Endothelzelladhäsion und Atherosklerose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus/Ratte CD31/PECAM1 mAk
Anmerkungen/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5175
GenID	18613
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-220 von Maus-CD31 (NP_001292086.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q08481
Proteingewicht	69 kDa/77 kDa/80 kDa/81 kDa
Versand	Eisbeutel