

Pe-Kaninchen Anti-Maus/Ratte Cd54 Mab - P13597

Artikelnummer: CM0012334

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-/Ratten-CD54 (ICAM-1, Ly-47) für die Durchflusszytometrie. Epitop innerhalb der Aminosäuren 28-485. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Leukozytenadhäsion und Immunzellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus/Ratte CD54 mAb
Bemerkungen/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3383
Gen-ID	15894
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-485 von Maus-CD54 (NP_034623.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P13597
Proteingewicht	59kDa
Versand	Kühltasche