

Pe Kaninchen Anti-Schwein Cd45 Monoklonaler Antikörper (Fc)

Artikelnummer: CM0011087

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Schweine-CD45 gerichtet ist. Mit einer Immunogensequenz, die die Aminosäuren 27-547 abdeckt, ist dieser Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC) validiert und ideal für die Analyse von Schweine-Immunzellen und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Schwein CD45 mAk
Bemerkungen/Alias	CD45
Spezies	Schwein
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID (Schwein)	100522631
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-547 von Schweine-CD45 entspricht (XM_003130596.6)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Krossreaktivität	Schwein
Versand	Eisbeutel