

Pe Kaninchen Anti-Ratte Cd25 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P26897

Artikelnummer: CM0010883

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Ratten-CD25 (IL-2R α , P26897) für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Treg- und Immuntoleranzforschung, abgeleitet von einem rekombinanten Immungen der extrazellulären Domäne.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Ratte CD25 mAk
Alias	IL2RAC
Spezies	Ratte
Humane Gen-ID	3559
Gen-ID	25704
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-235 von Ratten-CD25 (NP_037295.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS-Zugriffsnummer	P26897
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel