

Pe Kaninchen-Anti-Ratte-Cd8A-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P07725

Artikelnummer: CM0012535

Einführung

PE-Kaninchen-anti-Ratte-CD8a-monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Spezifisch für Ratten-CD8a (32 kDa), einen für die MHC-Klasse-I-Erkennung und die Immunantwort essenziellen T-Zell-Korezeptor. Ideal für die immunologische Forschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Ratte-CD8a-mAb
Bemerkungen/Alias	T8; Lyt2; Ly-2; CD8α
Spezies	Ratte
GenID (Mensch)	925
GenID	24930
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P07725
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Kühlakku