

Pe-Kaninchen-Anti-Ratte-Ifn-Gamma Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P01581

Artikelnummer: CM0010879

Einführung

PE-Kaninchen-anti-Ratte-IFN-gamma monoklonaler Antikörper, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt das reife 18 kDa Interferon-gamma-Protein. Immunogen: rekombinantes Fragment (aa 20-156). Keine Kreuzreaktivität mit anderen Spezies. Geeignet für die Analyse von Immunzellen der Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Ratte-IFN-gamma mAb
Bemerkungen/Alias	If2f, IFNG2, IFN gamma
Spezies	Ratte
Gen-ID (Human)	3458
Gen-ID (Ratte)	25712
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-156 von Ratten-IFN-gamma (NP_620235.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P01581
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel