

Pe Kaninchen Igg Isotypkontrolle - Durchflusszytometrie

Artikelnummer: CM0010576

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-IgG-Isotypkontrollantikörper für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC). Entwickelt, um unspezifische Bindung in Experimenten mit kaninchenstämmigen Antikörpern zu bewerten. Wird auf Eis versendet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE Kaninchen IgG Isotypkontrolle
Immunogen	Synthetisches Peptid, abgeleitet von Kaninchen-IgG-Isotypkontrolle
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Eisbeutel