

Pe-Ratten-Anti-Maus Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P04235 / P22646

Artikelnummer: CM0008507

Einführung

PE-konjugierter Ratten-Anti-Maus CD3 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Erkennt das Maus-CD3-Komplex (Delta/Epsilon-Ketten). Ideal für die T-Zell-Immunphänotypisierung in murinen Immunstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Ratte Anti-Maus CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	916/915
Gen-ID	12500/12501
Immunogen	Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von Maus-CD3
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04235/P22646
Proteinmolekulargewicht	19 kDa/21 kDa
Versand	Eisbeutel