

Pe-Ratte Anti-Maus Cd45R/B220 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06800 / P08575

Artikelnummer: CM0006027

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Ratten-Antikörper, der gegen Maus-CD45R/B220 (Leukozyten-common-Antigen) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, kreuzreagiert mit Maus-Proben. Ideal für die Phänotypisierung von Immunzellen in der Forschung und diagnostischen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	PE Ratte anti-Maus CD45R/B220 mAk
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5788
GenID	19264/5788
Immunogen	Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von Maus/Mensch CD45R/B220
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800/P08575
Proteingewicht	130kDa/140kDa/144kDa
Versand	Eisbeutel