

Pe Ratten Anti-Maus Ly-6G Mak Für Fc - P35461

Artikelnummer: CM0008426

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Ratten-Antikörper gegen Maus Ly-6G für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt Lymphozyten-Antigen 6G, kreuzreagiert mit Maus, Molekulargewicht 14 kDa. Ideal für die Forschung zur Immunphänotypisierung des Knochenmarks. UniProt P35461.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Ratten Anti-Maus Ly-6G mAk
Bemerkungen/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G Ly-6G.1
Spezies	Maus
GeneID (human)	80740
GeneID	546644
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, abgeleitet von Maus Ly-6G
Herkunft	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35461
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eistasche