

Pe-Ratten-Anti-Maus-Ly-6G/Ly-6C-(Gr-1)-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P35461 / P0Cw02

Artikelnummer: CM0011108

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Ratten-anti-Maus-Ly-6G/Ly-6C-(Gr-1)-Antikörper für die Durchflusszytometrie von Mausgranulozyten. Zielproteine sind GPI-verankerte Membranproteine, die im Knochenmark exprimiert werden. An Mausproben validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Ratten-anti-Maus-Ly-6G/Ly-6C-(Gr-1)-mAb
Bemerkungen/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Art	Maus
GeneID (Mensch)	8600
GeneID	546644/17067
Immunogen	Rekombinantes Protein des Maus-Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35461/P0CW02
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku