

## Pe-Streptavidin Monoklonaler Antikörper (Kaninchen) - Sa V1, Sa V2

Artikelnummer: CM0003974

### Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Streptavidin-Antikörper (Kaninchen) für Durchflusszytometrie-Anwendungen. Artenunabhängige Kreuzreaktivität ermöglicht ein breites Spektrum an der Entwicklung diagnostischer Assays, verfügbar in Großmengen von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                      |
|-------------------|---------------------------|
| Produktname       | PE-Streptavidin           |
| Bemerkungen/Alias | SA V1, SA V2              |
| Quelle            | Kaninchen                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper    |
| Anwendung         | FC (Durchflusszytometrie) |
| Kreuzreaktivität  | Artenunabhängig           |
| Versand           | Eisbeutel                 |