

Pea15 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15121

Artikelnummer: CM0030532



Einführung

PEA15 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes humanes PEA15 (aa 1-130) erzeugt wurde. Geeignet für WB und ELISA, reagiert mit humanen und murinen Proben. Verwendung für Apoptose-, Glukosetransport- und MAP-Kinase-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEA15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; PEA15
Spezies	Human
GeneID (Human)	8682
GeneID	8682
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-130 von humanem PEA15 (NP_003759.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15121
Protein-Gewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel