

Pea3 / Etv4 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43268

Artikelnummer: CM0027452



Einführung

Pea3 / ETV4 Kaninchen Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattus ETV4, einen Transkriptionsfaktor, der an der Neurogenese und Keratinozytendifferenzierung beteiligt ist. Ideal für Krebs- und Entwicklungsbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pea3 / ETV4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; Pea3 / ETV4
Spezies	Human
GeneID (Human)	2118
GeneID	2118
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-284 von humanem ETV4 entspricht (NP_001977.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P43268
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eistasche