

PE/Cyanine5 Maus Anti-Mensch Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P07766

Artikelnummer: CM0004444



Einführung

PE/Cyanine5-konjugierter anti-menschlicher CD3-Epsilon monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die T-Zell-Identifizierung und Studien zur Immunantwort in menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine5 Maus anti-Mensch CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	916
Immunogen	Rekombinantes Protein von menschlichem CD3
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07766
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eispackung