


Pe/Cyanine5 Kaninchen Anti-Maus Cd11B Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P05555

Artikelnummer: CM0005252



Einführung

Hochleistungsfähiger PE/Cyanine5-konjugierter Kaninchen-anti-Maus CD11b monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Ziel ist Maus-Integrin alpha-M (Itgam), ein Rezeptor für Komplement iC3b, Fibrinogen und ICAM1, entscheidend für Studien zur Immunzelladhäsion und Phagozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine5 Kaninchen anti-Maus CD11b mAb
Bemerkungen/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3684
GeneID (Maus)	16409
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 143-337 von Maus CD11b (NP_032427.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05555
Protein-Gewicht	127kDa
Versand	Eisbeutel