

## PE/Cyanine5 Kaninchen Anti-Maus Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P06800

Artikelnummer: CM0011031

### Einführung

PE/Cyanine5-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD45, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt das Leukozyten-Common-Antigen (L-CA) für Immunphänotypisierungs- und T-Zell-Aktivierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE/Cyanine5 Kaninchen anti-Maus CD45 mAb                                                                                                            |
| Anmerkungen/Alias | loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4                                                                                                     |
| Spezies           | Maus                                                                                                                                                |
| GeneID (Mensch)   | 5788                                                                                                                                                |
| GeneID            | 19264                                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-566 von Maus-CD45 entspricht (NP_001104786.2). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                           |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                              |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                                                |
| SWISS             | P06800                                                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 130 kDa/140 kDa/144 kDa                                                                                                                             |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                            |