

PE/Cyanin5-Kaninchen-Anti-Maus-Cd5-Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13379

Artikelnummer: CM0007872

Einführung

PE/Cyanin5-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD5 (Ly-1), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein 54 kDa großes Transmembranglykoprotein auf T-Zellen und B1a-Zellen; spezifisch für Mausproben. Ideal für die Immunphänotypisierung und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanin5-Kaninchen-Anti-Maus-CD5-mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Spezies	Maus
GeneID (Human)	921
GeneID (Maus)	12507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-371 von Maus-CD5 (NP_031676.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P13379
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel