

Pe/Cyanine5-Kaninchen-Anti-Maus-Cd90.2-Mak Für Die Durchflusszytometrie - P01831

Artikelnummer: CM0010248

Einführung

PE/Cyanine5-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der spezifisch gegen CD90.2 (Thy-1) der Maus gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie geeignet ist. Erkennt ein GPI-verankertes Membran-Glykoprotein, das an Zell-Zell-Interaktionen während der Synaptogenese beteiligt ist. Ideal für immunologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine5-Kaninchen-anti-Maus-CD90.2-mAk
Bemerkungen/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Art	Maus
GeneID (Mensch)	7070
GeneID	21838
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisiertes Peptid, das von CD90.2 der Maus abgeleitet ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01831
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku