

PE/Cyanine7 Anti-Human Cd27 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P26842

Artikelnummer: CM0008504



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD27 (TNFRSF7), einen kostimulatorischen Immun-Checkpoint-Rezeptor. Validiert für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die T-Zell- und Immunprofiling-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Human CD27 mAb
Anmerkungen/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Spezies	Human
GeneID (human)	939
GeneID	939
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-192 von humanem CD27 (NP_001233.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P26842
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku